


Чат с ассистентом

“ **ИИ-ассистент МетаПетс** помогает работать с клинической информацией: анализировать документы и исследования, интерпретировать лабораторные показатели, рассчитывать дозировки препаратов и составлять планы диагностики и лечения.

Открыть ИИ-ассистента можно с любой страницы системы, нажав значок **МетаПетс** в правом нижнем углу.

Интерфейс ассистента



В окне ИИ-ассистента доступны:

- поле для ввода запроса;
- голосовой ввод;
- загрузка файлов;
- подключение базы знаний МетаПетс;
- настройки ответов;
- работа с несколькими чатами;
- полноэкранный режим.

Можно одновременно использовать **ИИ-ассистента** и **запись приёма**, не закрывая одно окно ради другого. Наконец-то интерфейс не заставляет врача выбирать между пациентом и здравым смыслом.

Работа с чатами

Каждая вкладка в верхней части окна представляет отдельный чат.

Доступные действия:

- переключение между чатами;
- создание нового чата по кнопке «+»;
- переименование чата;
- закрытие вкладки по крестику;
- раскрытие окна на полный экран.

Для каждого нового клинического случая рекомендуется создавать отдельный чат. Это снижает риск смешения данных разных пациентов и повышает точность ответов.

Неактуальные чаты и вкладки лучше закрывать или удалять.

Создание запроса

Введите вопрос в поле «**Введите ваш запрос**» и нажмите кнопку отправки.

Для голосового ввода нажмите значок микрофона и продиктуйте запрос.

Чем точнее указаны исходные данные, тем полезнее будет ответ. В запрос рекомендуется включать:

- вид животного;
- возраст и массу тела;
- жалобы и анамнез;
- результаты исследований;
- текущие диагнозы;

- назначенные препараты;
- конкретную задачу для ассистента.

ИИ-ассистент не заменяет клиническое решение врача. Полученные рекомендации необходимо сопоставлять с состоянием пациента, результатами диагностики и действующими протоколами.

Загрузка файлов

Нажмите значок скрепки, чтобы прикрепить файл к сообщению.

Для анализа поддерживаются:

- **PDF** — лабораторные исследования, выписки, заключения и другие документы;
- **JPG** — рентгенограммы грудной полости кошек.

После загрузки файла сформулируйте задачу: что именно необходимо найти, сравнить, интерпретировать или кратко изложить.

Не стоит ограничиваться сообщением «посмотри файл». Ассистент технически способен прочитать мысли примерно так же успешно, как и остальные участники клинической смены.

База знаний МетаПетс

По умолчанию ассистент использует поиск информации в сети.

Чтобы получить ответ на основании материалов, загруженных в базу знаний МетаПетс, активируйте кнопку «**База знаний**» перед отправкой запроса.

Этот режим подходит для поиска:

- внутренних инструкций;
- клинических протоколов;
- справочных материалов;
- документов организации.

Если требуется увидеть источники, использованные при поиске в сети, включите отображение цитат в настройках ассистента.

Персонализация ответов

Настройки ассистента

✕

Пользовательские инструкции

Ассистент будет учитывать эти инструкции во всех чатах

Будь краток, делай акцент на дозировках препаратов и действующем веществе.

Отмена

Сохранить

Нажмите значок настроек рядом с полем ввода.

В поле «**Пользовательские инструкции**» укажите постоянные требования к ответам ассистента. Эти настройки будут учитываться во всех чатах.

Например:

“ Будь краток, указывай действующее вещество и делай акцент на дозировках препаратов.

В пользовательских инструкциях можно задать:

- желаемую длину ответа;
- структуру текста;
- уровень подробности;
- необходимость указывать дозировки;
- формат представления результатов;
- требования к клиническим предупреждениям.

Оценка информативности ответов ИИ ассистента

Оценивайте ответы с помощью  и . Добавляйте комментарий. Ваши ответы отправляются напрямую команде разработке и используются для улучшения ответов ИИ ассистента

Работа в контексте медицинской карты

Чтобы задать вопрос с учётом истории болезни пациента, откройте его медицинскую карту и воспользуйтесь функцией «**Резюме**».

В этом режиме ассистент может учитывать доступные данные медицинской карты, например:

- предыдущие приёмы;
- результаты исследований;
- динамику показателей;
- назначенную терапию;
- сведения о сопутствующих заболеваниях.

Примеры вопросов:

- «Совместима ли предложенная терапия с уже назначенными препаратами?»
- «Как изменились показатели почек за последние три исследования?»
- «Какие обследования уже были проведены и чего не хватает для уточнения диагноза?»

Примеры запросов

Расшифровка анализов

“ Пациент — собака Рик, 8 лет. Прикрепляю PDF с биохимическим анализом крови и С-реактивным белком. Проанализируй отклонения, обрати внимание на показатели печени, почек и электролитов. Предложи направления дальнейшей диагностики.

Расчёт дозировки препарата

“ Кот, масса тела 4 кг. Назначен фуросемид внутривенно при сердечной недостаточности. Рассчитай дозу в мг и мл, укажи безопасный диапазон и ограничения с учётом сопутствующих заболеваний.

При расчёте дозировки желательно указывать концентрацию препарата. Без неё пересчитать миллиграммы в миллилитры невозможно, как бы уверенно ни выглядела кнопка отправки.

Анализ документов

“ Загружаю выписку из сторонней клиники. Пациент — собака, 5 лет, гастрит. Составь краткое резюме: жалобы, проведённые обследования, назначения и результаты лечения.

Анализ динамики показателей

“ Кошка, 3 года. Прикрепляю три последних анализа крови. Сравни показатели по датам, оцени динамику и выдели возможные патологические изменения.

Сводный анализ выписок

“ Пациент Барсик. Загружаю два эпикриза за последние шесть месяцев. Составь единое клиническое резюме и укажи расхождения в диагнозах и назначенном лечении.

Подготовка протокола

“ Предложи протокол анестезиологического сопровождения при унилатеральной мастэктомии. Учи массу пациента, сопутствующие заболевания, результаты обследования и препараты, которые он принимает.

Рекомендации по эффективной работе

- Используйте отдельный чат для каждого пациента или клинического случая.
- Указывайте конкретную задачу, а не только прикладывайте файл.
- Добавляйте массу тела и концентрацию препарата при расчёте дозировок.
- Проверяйте важные медицинские решения по первичным данным.
- Не смешивайте в одном чате данные нескольких пациентов.
- Закрывайте неактуальные вкладки

Revision #4

Created 2026-07-29 19:19:13 UTC by Admin

Updated 2026-07-31 11:49:03 UTC by Admin