

Шаблоны лабораторных исследований

> **Шаблон исследования определяет, какие показатели будут заполняться при внесении результатов анализа.**


Создание шаблона



1. Перейдите в раздел **«Настройки» → «Шаблоны»**.
2. Нажмите **«+Добавить»**
3. Укажите **наименование шаблона**
4. Выберите группу "Лаборатория"
5. По нажатию на + **Добавьте таблицу с референсами**



Добавление показателей




1. Нажмите **«+ Добавить строку»**
2. Добавьте необходимые показатели исследования
3. Для каждого показателя укажите:
   - наименование;
   - единицы измерения;
   - референсные значения.

Поле **«Результат»** будет заполняться при внесении результата исследования пациенту.

> Каждый ранее созданный **показатель исследования лежит в справочнике -** удобно для формирования нового профиля стандартного исследования

Связь шаблона с исследованием



1. Установите флажок **«Связать с исследованием»**.
2. В появившемся списке выберите нужное исследование.

Например: **«С-реактивный белок»**.

В списке отображаются услуги, которые в разделе **«Товары и услуги»** отмечены как **«Лабораторное исследование»**.

Шаблон по умолчанию

1. Установите флажок **«Использовать по умолчанию»**, если этот шаблон должен автоматически применяться для выбранного исследования.

При необходимости установите **«Персональный шаблон»**, если он предназначен только для конкретного пользователя.

Связанные инструкции

1. Создание услуги
2. Создание шаблонов приема

Revision #1
Created 2026-11-01 21:46:10 UTC by Admin
Updated 2026-11-01 21:46:10 UTC by Admin